

OKUZELL® classic oční kapky



0,5 % oční kapky s obsahem konzervantu (5,0 mg hypromelosity)

Popis

Okuzell classic oční kapky jsou zdravotnický prostředek, který na rohovce vytváří sterilní, vysoce elastickou, čirou ochrannou vrstvu. Sestává výhradně z přírodních složek.

Okuzell classic oční kapky chrání a zvlhčují povrch oka a zvyšují jeho kluzké vlastnosti. Přinášejí tak dlouhodobou úlevu při potížích spojených s mechanickou zátěží, např. při diagnostických výkonech na oku, při stresujících vlivech životního prostředí, jakými jsou např. klimatizace, vítr, chlad, sucho nebo znečištěné ovzduší (např. cigaretový kouř), ale i při namáhání zraku, např. při nepřetržitě sledování monitoru počítače, mikroskopu nebo při řízení vozidel.

Návod k použití

Ujistěte se, že ochranný uzávěr na lahvičce není poškozen. Do každého oka kápněte jednu až dvě kapky. Pokud máte dlouhodobé potíže, poraďte se se svým očním lékařem!

Složení

5,0 mg hypromelosity, 0,2 mg 50% roztoku benzalkoniumchloridu, chlorid sodný, bezvodý dihydrogenfosforečnan sodný, heptahydrát monohydrogenfosforečnanu sodného, voda.

Velikost balení

Prodejní balení: 1 lahvička k opakovanému použití po 10 ml.

Datum revize textu: 07/2015

Bezpečnostní opatření a důležitá upozornění

- Nepoužívejte, pokud je lahvička poškozena.
- Lahvičkou se nedotýkejte oka.
- Zabraňte kontaktu s otvorem na lahvičce z důvodu možné kontaminace jejího obsahu.
- Nepoužívejte při precitlivlosti na některou z obsažených složek.
- Nekapejte do oka současně s jinými očními kapkami.
- Nepoužívejte při zánětu očí.
- Po nakapání se u Vás může dočasně objevit rozmazané vidění. V takovém případě neřidte, neobsluhujte stroje a počkejte, dokud znovu nezačnete vidět ostře.
- Oční kapky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Doba použitelnosti je uvedena na štítku lahvičky.

Oční kapky používejte maximálně 4 týdny od prvního otevření lahvičky.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

 Číslo šarže a  „Použitelné do.“ budou vytištěny na etiketě lahvičky na vícenásobné použití.

 Sterilní výroba

 Viz návod k použití.

 25 °C (25 °C) Teplota při skladování

Zastoupení v ČR:
Pharmaselect CZ s.r.o.
Vínohrady 53
639 00 Brno, Česká republika
pharmaselect.



Penta Arzneimittel GmbH
Werksstraße 3
92551 Stulln
Německo

 0483